

Vitascan eVue - una soluzione portatile indipendente.

Realizzata per la portabilità, la sua facile integrazione garantisce agli operatori sanitari di migliorare l'assistenza ai pazienti con la massima efficienza.

Si distingue come la scelta migliore per l'assistenza sanitaria primaria.

Caratteristiche

BladderVue™ integrato

Tecnologia di rilevamento della vescica potenziata

Display luminoso da 10,1 pollici

Tecnologia touch capacitiva

Supporta guanti in lattice

Sonda 3D robusta e precisa

Test di caduta secondo IEC 60601-1

Incorporato

Tutorial

Stampante

Programma di test della sonda

Opzionale

Scanner per codici a barre

- Custodia per il trasporto



Scanner compatto per vescica per le richieste in movimento.

Connettività Wi-Fi sicura con autenticazione basata su certificati.

Batteria avanzata **Gestione dell'alimentazione.**

Batteria ecologica, non tossica e senza metalli pesanti.

Ottimizzare l'uso

- Non è necessaria una calibrazione di routine
- Test di verifica e diagnostica della sonda di bordo
- Aggiornamento software via USB
- Wi-Fi per il trasferimento automatico del rapporto a HER
- On-line Lguadagnando Hub per operatori
- Basso costo di vita del prodotto
- Progettato per il controllo delle infezioni
- Corso EBME gratuito per produttori

Peso e dimensioni

- Console eVue: 1,77 kg 26,3 x 22,7 x 12,5 cm
- Campione: 380 g 18,5 x 4,5 x 4,5 cm

Specifiche tecniche

Gamma di volumi	0 - 1000 mL
Precisione	+/- 7,5%* su volumi superiori a 100mL +/- 7,5* mL su volumi inferiori a 100mL
Frequenza della sonda	3.45 MHz
Metodo di scansione	Settore, 180 gradi
Posizioni di rotazione	12 o 24 posizioni rotanti
Angolo di spazzamento	130 gradi
Connettività Wi-Fi	Sì
Gestione della batteria	Spegnimento automatico Display dimmerabile
Risoluzione del display	10.1 pollice, 1280 x 800 pixel
Luminosità del display	900 - 1000 cd/mA
Chimica della batteria	LiFePO 4
Cicli della batteria	2500 Cicli di carica/scarica
Test di caduta	Norma IEC 60601-1, 15.3.4.1
Tensione d'ingresso	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Alimentatore incorporato	Sì



*Vitascan eVue utilizzato con le istruzioni indicate, utilizzando un phantom Vitacon equivalente al tessuto.