

Experimente la precisión y la fiabilidad con el escáner de vejiga **Vitascan cVue**. Diseñado pensando en los entornos hospitalarios, su perfecta y segura integración garantiza que los profesionales sanitarios puedan optimizar la atención al paciente de forma eficiente.

Características

BladderVue™ integrado

Tecnología de detección de vejiga mejorada

Pantalla brillante de 10,1 pulgadas

Tecnología táctil capacitiva

Admite guantes de látex

Sonda 3D robusta y precisa

Probado contra caídas según IEC 60601-1

Embedded

Tutorial

Programa de prueba de la sonda

Opcional

Impresora en carro

Lector de códigos de barras



Conectividad Wi-Fi segura con autenticación basada en certificados.

Escáner de vejiga diseñado para el entorno hospitalario .

Gestión avanzada de la batería **Power**.

Batería respetuosa con el medio ambiente, no tóxica y sin metales pesados.

Optimizar el uso

- No necesita calibración rutinaria
- Diagnóstico de la sonda a bordo y prueba de verificación
- Actualización de software mediante USB
- Conectividad Wi-Fi para la transferencia automática a HER
- En línea Lganando Hub para operadores
- Bajo coste durante la vida útil del producto.
- Diseñado para el control de infecciones
- Fabricante gratuito Curso EBME

Peso y dimensiones

- consola cVue: 1,70 kg 26,3 x 22,7 x 12,5 cm
- Muestra: 380 g 18,5 x 4,5 x 4,5 cm

Especificaciones técnicas

Volumen	0 - 1000 ml
Precisión	+/-7,5%*en volúmenes superiores a 100mL +/-7,5* mL en volúmenes inferiores a 100mL
Frecuencia de la sonda	3.45 MHz
Método de escaneado	Sector, 180 grados
Posiciones de rotación	12 o 24 posiciones rotativas
Ángulo de barrido	130 grados
Conectividad Wi-Fi	Sí
Gestión de la batería	Apagado automático Pantalla regulable
Resolución de la pantalla	10.1 pulgada , 1280 x 800 píxeles
Brillo de la pantalla	900 - 1000 cd/mA
Química de la batería	LiFePO4
Ciclos de batería	2500 Ciclos de carga/descarga
Prueba de caída	IEC 60601-1, 15.3.4.1
Tensión de entrada	100-240 VCA, 50-60 Hz
Fuente de alimentación integrada	Sí



*Vitascan cVue utilizado con las instrucciones indicadas, utilizando un maniquí Vitacon equivalente al tejido.