

Sonde Vitascan v.2

La sonde VitaScan v.2 est précise et facile à utiliser, utilisant **BladderVue™** pour des résultats fiables. Commande à bouton unique pour démarrer/arrêter le balayage de la vessie. Numérisation 3D entièrement automatisée en quelques secondes. Aucune expérience en sonographie n'est nécessaire.

Caractéristiques

BladderVue™ intégré

Technologie améliorée de détection de la vessie

Sonde 3D robuste et précise

Testé en chute conformément à la norme IEC 60601-1

Application Vitascan

Installé sur plusieurs appareils pour un accès facile

Mises à jour gratuites du logiciel

Tutoriel

En option

Étui de transport souple



Résultat précis du scanner grâce à la technologie **BladderVue™**.
Solution complémentaire flexible pour Computer on Wheels.

Optimiser l'utilisation

- Aucun étalonnage de routine n'est nécessaire
- Probe Logiciel de vérification
- Mises à jour gratuites des logiciels
- Options USB-C ou USB-A
- Centre d'apprentissage en ligne pour les opérateurs
- 2 ans de garantie
- Contrats de service optionnels
- Contrats d'extension de garantie en option

Poids et dimensions

Échantillon : 380 g 18,5 x 4,5 x 4,5 cm

Spécifications techniques

Plage de volume	0 - 1000 ml
Précision	+/- 7,5%* sur les volumes supérieurs à 100mL +/- 7,5* mL sur des volumes inférieurs à 100 mL
Fréquence de la sonde	3.45 MHz
Méthode de balayage	Secteur, 180 degrés
Rotation positions	12 ou 24 positions rotatives
Angle de balayage	130 degrés
Connectivité Wi-Fi	Oui
Test de chute	Norme IEC 60601-1, 15.3.4.1
Tension d'entrée	USB 2.0 - 5VDC



*Vitascan v.2 utilisé selon les instructions données, en utilisant un fantôme équivalent au tissu Vitacon.