

Vitascan LT 膀胱扫描仪与 Windows 平板电脑配对使用。
通过 USB-A 或 USB-C 接口实现可靠连接。采用 Windows 操作系统、
可与医院系统实现更强、更灵活的集成。

特点

BladderVue™ 集成

增强型膀胱检测技术

稳健而精确的 3D 探头

跌落测试符合 IEC 60601-1 标准

USB-C 或 USB-A 连接

Windows 操作系统

支持 Windows 10 至 11

电池管理

灵活的设计

可选

条形码扫描器



通过基于证书的身份验证，实现安全的 Wi-Fi 连接。

高级电池电源管理。

使用 BladderVue™ 技术获得准确的扫描结果。

免费软件升级，增强功能。

优化使用

- 无需日常校准。
- 机载探头诊断和验证测试
- 免费升级软件
- 用于自动传输的 Wi-Fi 报告至 HER
- 操作员在线学习中心
- 2 年保修
- 可选服务合同
- 可选的延长保修合同

重量和尺寸

- | | | |
|---------------|---------|----------------------|
| • Chuwi 平板电脑： | 0.78 千克 | 29.2 x 20.8 x 0.9 厘米 |
| • 微软平板电脑： | 0.78 千克 | 29.2 x 20.1 x 0.8 厘米 |
| • 样品： | 380 克 | 18.5 x 4.5 x 4.5 厘米 |

技术规格

音量范围	0 - 1000 毫升
准确性	+/-7,5%* 体积大于100 mL +/-7,5* mL 体积小于100mL
探头频率	3.45 兆赫
扫描方法	扇形 · 180 度
旋转位置	12 或 24 旋转位置
扫描角度	130 度
无线网络连接	是
电池管理	自动关机 可调光显示屏
显示分辨率	Chuwi : 2160 x 1440 像素 微软 : 2736 x 1824 像素
跌落测试	IEC 60601-1 标准 · 15.3.4.1



*按照说明使用 Vitascan LT、
使用 Vitacon 组织等效模型。