

Vitascan v.2 探头

VitaScan v.2 探针 准确且易于使用，利用BladderVue™可获得可靠的结果。单键控制启动/停止膀胱扫描。数秒内完成全自动 3D 扫描。无需声学经验。

特点

BladderVue™ 集成

增强型膀胱检测技术

稳健而精确的 3D 探头

跌落测试符合 IEC 60601-1 标准

Vitascan 应用程序

安装在多个设备上，方便访问

免费软件升级

教程

可选

柔软便携箱



使用BladderVue™ 技术获得准确的扫描结果。
灵活的车载电脑附加解决方案。

优化使用

- 无需日常校准
- Probe 验证软件
- 免费软件更新
- USB-C 或 USB-A 选项
- 操作员在线学习中心
- 2 年保修
- 可选服务合同
- 可选的延长保修合同

重量和尺寸

样品： 380 克 18.5 x 4.5 x 4.5 厘米

技术规格

音量范围	0 - 1000 毫升
准确性	+/- 7,5%* 对体积大于 100 mL +/-7,5* mL体积小于100mL
探头频率	3.45 兆赫
扫描方法	扇形 · 180 度
旋转位置	12 或24 旋转位置
扫描角度	130 度
无线网络连接	是
跌落测试	IEC 60601-1 标准 · 15.3.4.1
输入电压	USB 2.0 - 5 伏直流



*按照说明使用 Vitascan v.2、
使用 Vitacon 组织等效模型。