

Vitascan LT virtsarakon skanneri yhdistettynä Windows Tablet -tablettiin. Luotettava liitettävyys USB-A- tai USB-C-liittimen kautta. Powered by Windows OS, Tarjoaa paremmat ja joustavammat integrointimahdollisuudet sairaalajärjestelmien kanssa.

Ominaisuudet

BladderVue™ integroitu

Parannettu virtsarakon tunnistustekniikka

Vankka ja tarkka 3D-anturi

Pudotustestattu standardin IEC 60601-1 mukaisesti
USB-C- tai USB-A-liitäntä

Windows OS

Tuki Windows 10-11

Akun hallinta

Joustava rakenne

Valinnainen

Viivakoodinlukija



Turvallinen Wi-Fi -yhteys varmennepohjaisella todennuksella.

Kehittynyt akku **Virranhallinta**.

Tarkka skannaustulos käyttämällä **BladderVue™** -tekniikkaa.

Ilmaiset ohjelmistopäivitykset, jotka parantavat toiminnallisuutta.

Optimoi käyttö

- Rutiinikalibrointia ei tarvita.
- Koettimen sisäinen diagnostiikka ja varmennustesti
- Ilmaiset ohjelmistopäivitykset
- Wi-Fi automaattista siirtoa varten raportin osoitteeseen HER
- Online-oppimiskeskus operaattoreille
- 2 vuoden takuu anturille
- Valinnaiset palvelusopimukset
- Valinnaiset laajennetut takuusopimukset

Paino ja mitat

- | | | |
|-----------------------|---------|----------------------|
| • Chuwi tabletti: | 0,78 kg | 29,2 x 20,8 x 0,9 cm |
| • Microsoft-tabletti: | 0,78 kg | 29,2 x 20,1 x 0,8 cm |
| • Näyte: | 380 g | 18,5 x 4,5 x 4,5 cm |

Tekninen eritelmä

Äänenvoimakkuusalue	0 - 1000 ml
Tarkkuus	+/- 7,5 %* tilavuuksille, jotka ovat yli 100ml +/- 7,5 ml tilavuuksille, jotka ovat alle 100ml
Koettimen taajuus	3.45 MHz
Skannausmenetelmä	Sektori, 180 astetta
Pyörimisasennot	12 tai 24 pyörivät asennot
Pyyhkäisykulma	130 astetta
Wi-Fi-yhteys	Kyllä
Akun hallinta	Automaattinen sammutus Himmennettävä näyttö
Näytön resoluutio	Chuwi: 2160 x 1440 pikseliä Microsoft: 2736 x 1824 pikseliä
Pudotustesti	IEC 60601-1 -standardin 15.3.4.1



*Vitascan LT:tä käytettiin ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti, käyttäen Vitacon-kudosekvivalenttia fantomia.